

## 正誤表

【改訂第2版】 消化器内視鏡治療における高周波発生装置の使い方と注意点

本書第1刷（2013年5月15日発行）中に誤りがございました。下記の通り訂正するとともに、謹んでお詫び申し上げます。

株式会社 日本メディカルセンター

### 23頁 図10 右下の説明

（誤）切開出力は放電が大きく通電する→（正）凝固出力は放電が大きく通電する

### 46頁 図4

図右側，緑囲み内の文字

（誤）Cut duration →（正）Cut interval

図中央上部，緑囲み内の文字

（誤）Cut interval →（正）Cut duration

〈正〉




図4 調節可能なパラメータ：Effect・Cut duration・Cut interval

### 47頁 本文上から6行目

（誤）Cut duration →（正）Cut interval

(2013年7月3日)